



DOBB[®]

Probenahmegefäß

DOBB[®]s vereinfachen und verbessern die gezielte Entnahme von Probenmaterial (Wasser und Biota). Durch die Auswahl hochwertiger Materialien sind DOBB[®]s besonders für die Entnahme von Proben zur chemischen und mikrobiologischen Analytik geeignet.

Technische Daten

Unsere DOBB[®]s bestehen aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3 und sind in zwei Größen lieferbar:

DOBB[®] GL 45

- Länge: 200 mm
- Öffnungsdurchmesser (innen): 35 mm
- Volumen (innen): 300 ml
- Gewicht (leer): 300 g

DOBB[®] GL 80

- Länge: 200 mm
- Öffnungsdurchmesser (innen): 60 mm
- Volumen (innen): 800 ml
- Gewicht (leer): 500 g

Zubehör

- div. Verschlusskappen und Ausgießringe
- Transportlösung für Über- und Unterwasser
- Sondergrößen auf Anfrage

